

碎石机产品型号:JC-ESWL-B-I
需更换;电磁盘 1 高压组件 1 透镜 1 高压开关 1 水囊 1
技术服务: 更换易损件 换水做保养 检查电路

维修配件	配件名称	数量	单价	总价
	电磁盘	1	6000	6000
	高压组件	1	3800	3800
	透镜	1	1200	1200
其它保养 4000				
合计		15000		

注意事项: 所有配件需提供原厂授权书, 质保一年, 如有其它零星配件均包含进其它保养费用里面, 不予额外收费, 报名期间可到现场查看设备具体情况。

体外超声波碎石机的具体的保养项目:

一、设备清洁

定期清洁: 体外碎石机在使用过程中会积累灰尘和杂物, 因此定期对设备进行清洁非常必要。应使用适当的清洁剂和工具, 避免使用可能对设备造成损害的化学物质。
清洁重点: 特别注意清洁冲击波治疗头、水囊等关键部件确保它们表面无灰尘、耦合剂等残留物。

二、电气系统检查

定期检查: 电气系统是体外碎石机的主要组成部分之一, 定期检查电气系统可以确保设备的安全性和稳定性。
*检查内容: 包括检查电源线、插头、插座等是否完好, 以及电气元件是否工作正常。

三、液压系统检查

检查频率: 液压系统是体外碎石机的另一重要组成部分, 使用过程中会产生大量的压力, 因此定期检查液压系统非常必要。
检查内容: 包括检查液压油位、油质是否合格, 以及液压管路是否漏油等。

四、机械部件保养

润滑保养: 保持机械部件的润滑, 经常给轨道、齿轮、轴等加油, 以减少摩擦和磨损。
检查紧固件: 定期检查设备的紧固件是否松动, 如螺丝、螺母等, 确保它们紧固到位。

五、特殊部件维护

水囊维护: 水囊使用后应清洁干净, 有破损迹象时应及时更换。避免水囊接触汽油、乙酸异戊酯等有机溶剂。
治疗床维护: 治疗床是结石定位的关键部件, 应定期检查其升降和移动功能是否正常, 以及限位开关是否灵敏。